

EFFEKTIV GEGEN SCHMERZEN &
VERSPANNUNGEN





1

EFFEKTIV MUSKELSCHMERZEN BEHANDELN MIT NOVAFON

Ob Verhärtungen im Nacken, ein verspannter Kiefer oder schmerzende Gelenke: NOVAFON dringt ganz schonend über senkrechte Vibrationen bis zu 6 cm tief in den Muskel ein und bekämpft dort effektiv Schmerzen und Verspannungen. Das breite Anwendungsspektrum reicht dabei von Kopf bis Fuß: NOVAFON ist sowohl für die Schmerzlinderung an empfindlichen Körperstellen wie Fingern, Ellenbogen, Kiefer oder Achillessehne als auch zur Behandlung hartnäckiger Verspannungen an Rücken, Nacken, Waden und Oberschenkeln bestens geeignet.

Entdecken Sie unseren smartesten Neuzugang in der NOVAFON Family: DAS NOVAFON power 2. Es erwartet Sie ein noch nie dagewesenes Intensitätsspektrum sowie 3 Frequenzstufen, die Ihre NOVAFON Anwendung noch individueller machen.

Ganz gleich ob DAS NOVAFON, DAS NOVAFON power oder DAS NOVAFON power 2: unsere zertifizierten Medizinprodukte erfüllen höchste Qualitätsstandards.

Die Wirkung der lokalen Vibrationstherapie ist durch zahlreiche Studien belegt und wird bereits seit 1932 erfolgreich bei Mensch und Tier angewandt.

Mit NOVAFON Schmerzen lindern, die Muskulatur entspannen und die Lebensqualität steigern – überzeugen Sie sich selbst.



Sehnenschmerzen
reduzieren



Greiffunktion
verbessern



Muskelschmerzen
lindern



Gangbild
verbessern



Gelenkschmerzen
lindern



Stimmfunktion
verbessern

2

DIE VORTEILE DER NOVAFON BEHANDLUNG

Sanft und dennoch tiefenwirksam —
von Kopf bis Fuß



SENKRECHTE STIMULATION

Durch die senkrechte Stimulation entfaltet sich die Wirkung tief im Gewebe. So erreichen die Vibrationen auch tief liegende Behandlungsareale.



SANFTE BEHANDLUNG

Die sanfte Technologie des NOVAFON ermöglicht ein breites Behandlungsspektrum von Kopf bis Fuß. So lassen sich auch empfindliche Körperstellen angenehm behandeln.



6 CM + TIEFENWIRKUNG

NOVAFON Geräte haben eine Tiefenwirkung von 6 cm +, während andere Therapiegeräte oft nur oberflächlich stimulieren.

3

SAY HI! TO THE FUTURE OF RECOVERY DAS NOVAFON power 2



4


ENTDECKEN SIE DIE NOVAFON APP

Einfach richtig behandeln: Der NOVAFON Behandlungs-Guide

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZUM NOVAFON SCHALLWELLENGERÄT

Der NOVAFON Behandlungs-Guide bietet Ihnen die Möglichkeit, das Gerät besser kennenzulernen, die richtige Anwendung für sich zu finden, zu verstehen und durchzuführen.

Zudem unterstützt Sie die App dabei, die NOVAFON Anwendung noch besser in Ihren Alltag zu integrieren.



- Erhalten Sie nützliche Infos zu Gerät und Wirkweise
- Erfahren Sie Wissenswertes zu Körperbereichen und Hintergründen
- Lassen Sie sich Schritt für Schritt durch die Anwendungen führen

QR Code scannen & kostenfrei App downloaden




5

DIE ZUKUNFT IST SMART

Praktische Bluetooth-Konnektivität

Die direkte Bluetooth-Verbindung zwischen dem neuen NOVAFON power 2 und der kostenlosen NOVAFON App ermöglicht Ihnen noch größere sowie personalisierbare Einstellungsmöglichkeiten. Tauchen Sie ein in die smarte Zukunft der lokalen Vibrationstherapie.



REGULIERBARE INTENSITÄTSSTUFEN

Das große Intensitätsspektrum mit insgesamt 15 Stufen ermöglicht eine vielseitige Anwendung ganz nach Ihrem Empfinden und erlaubt die systematische Behandlung jedes Muskels.

Von sanften Intensitätsstufen für empfindliche und schmerzende Körperregionen bis hin zu starken Intensitätsstufen für kompakte Muskelgruppen und hartnäckige Verspannungen - DAS NOVAFON power 2 lässt sich flexibel auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

WERDEN SIE KREATIV

Machen Sie DAS NOVAFON power 2 zur Ihrem ganz persönlichen Alltagsbegleiter und lassen Sie sich individuell begrüßen. Wählen Sie Ihre Lieblings-Displayfarbe und speichern Sie Ihre persönlichen Behandlungsabläufe.



6

BEWÄHRTE TECHNOLOGIE Schon viele Jahre erfolgreich im Einsatz

„In der Anwendung einfach und angenehm. Ich habe bisher die besonders beanspruchte Kiefermuskulatur behandelt (Zähne-Knirsch-Problem). Sehr angenehm und entspannend! (...) Ich nutze es regelmäßig und gern!“

Anwenderin S.¹

¹ Google Produktbewertung, NOVAFON power, 15.02.2017.



„Ich habe das Novafon jetzt über ein halbes Jahr und bin so froh, diese Investition getan zu haben! Ich hatte oft Nackenschmerzen und auch zwei sogenannte „Tennisarme“ und durch die regelmäßige Anwendung mit dem Novafon sind die Ellbogen wieder in Ordnung und die Nackenschmerzen weg. (...)“

Anwenderin B.¹

¹ Google Produktbewertung, NOVAFON pro, 04.07.2021

LOKALE VIBRATIONSTHERAPIE

Bewährte Wirkweise, vielfältige Einsatzmöglichkeiten

DREI FREQUENZEINSTELLUNGEN

Mit insgesamt drei verschiedenen Frequenzen - 100, 75 und 50 Hz ermöglicht NOVAFON die systematische Behandlung jeder einzelnen Körperregion.

100 Hz

LINDERUNG VON MUSKELSCHMERZEN

Wenn der sensorische Reiz der Vibration auf die Nervenfasern trifft, kann die Weiterleitung von Schmerzsignalen an das Gehirn unterbrochen werden, da der sensorische Reiz den Schmerzreiz überlagert. Dieser unter „Gate Control Theorie“ bekannte Effekt kann bei regelmäßiger Anwendung auch längere Zeit nach der Behandlung anhalten.

So lassen sich Schmerzen — ganz ohne Medikamente — lindern.

50 Hz

LÖSEN VON VERSPANNUNGEN

Über die tiefenwirksamen Vibrationen werden Muskelverspannungen gelöst und verhärtetes Gewebe gelockert – und das von Kopf bis Fuß: Von der Kiefermuskulatur bis hinunter zur Achillessehne.


75 Hz - NUR DAS NOVAFON POWER 2

MUSKELAKTIVIERUNG

Die sanften Vibrationen aktivieren die Muskulatur.

AKTIVE REGENERATION

Über tiefgreifende Gewebestimulationen werden körpereigene Regenerationsmechanismen angeregt. Die Muskulatur kann sich schneller erholen und die körperliche Leistungsfähigkeit wird gesteigert. Die Durchblutung wird angeregt und die Muskulatur besser mit Stoffwechselprodukten wie Sauerstoff versorgt.



GERÄTEVERGLEICH

Welches NOVAFON passt zu mir?







In unserem Gerätevergleich können Sie herausfinden, welches NOVAFON am besten auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Mit dem NOVAFON power 2 können Sie durch die Wahlmöglichkeiten zwischen 3 Frequenzen mit jeweils 15 Intensitätsstufen alle Körperregionen und Behandlungen abdecken.

Wenn Sie vorrangig sanftere Behandlungen an empfindlichen Körperstellen vornehmen, empfehlen wir DAS NOVAFON.

Für die vorrangige Behandlung großer und kompakter Muskelgruppen, z. B. bei Sportlern, kann DAS NOVAFON power auf Grund der höheren Intensitäten bei Stufe 2 und 3 die bessere Wahl sein.

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch und ganz individuell. So finden Sie das NOVAFON, das speziell für Ihren Anwendungsbe- reich geeignet ist.

	DAS NOVAFON POWER 2	DAS NOVAFON POWER	DAS NOVAFON
			
ANWENDERGRUPPEN	Selbst- & Fachanwender Für Mensch & Tier – alle Körperbereiche	Selbst- & Fachanwender Für Mensch & Tier – alle Körperbereiche	Selbst- & Fachanwender Für Mensch & Tier – v.a. sensible Körperbereiche
INTENSITÄTSSTUFEN			
EINSATZGEBIETE	Schmerzen, Verspannungen, Sportverletzungen, Narben, CMD, Gelenkschmerz/ Arthrosen, logopädischen & neurologischen Krankheits- bildern und zur Regeneration	Schmerzen, Verspannungen, Sportverletzungen, Narben, logopädischen & neurologi- schen Krankheitsbildern und zur Regeneration	Schmerzen, leichten Verspannungen, Sportver- letzungen, Narben, CMD, Gelenkschmerz/Arthrosen, logopädischen & neurologi- schen Krankheitsbildern
PRODUKTMERKMALE*			
Frequenzen	100 Hz 75 Hz 50 Hz	100 Hz 50 Hz	100 Hz 50 Hz
Amplitude	0,3 – 4 mm	0,5 – 4 mm	0,3 – 3,5 mm
Wasserresistenz	IP44 – Spritzwassergeschützt	IP22 – Tropfwassergeschützt	IP22 – Tropfwassergeschützt
Abmessungen	83 x 187 x 38 mm (B x H x T)	83 x 187 x 38 mm (B x H x T)	83 x 187 x 38 mm (B x H x T)
App-Konnektivität	2,4 GHz	-	-
App	Einstellungen & Display personalisieren	-	-
	Behandlungsverlauf verfolgen	Behandlungsvideos über App möglich	Behandlungsvideos über App möglich
	Voreinstellungen optimieren	-	-


*Detaillierte technische Daten finden Sie in den Produktdatenblättern im Downloadbereich unserer Webseite www.novafon.de/downloads

12

EINFACHER AUFSATZWECHSEL

Intelligentes Stecksystem zum Anbringen der Aufsätze

Durch eine Vierteldrehung ist jeder Aufsatz ohne Kraftaufwand leicht anzubringen oder zu lösen.



Telleraufsatz
zur flächigen Anwendung
und zum Ausstreichen



Kugelaufsatz
kleinflächigere und
punktuelle Behandlungen

Teller- und Kugelaufsatz,
sowie ein Ladekabel mit
Netzstecker sind Teil des
Lieferumfangs beim Kauf
eines NOVAFON Gerätes.



13

WEITERE AUFSÄTZE

Optimieren Sie Ihre Behandlung mit diesen Aufsätzen*

Reha-Set

Telleraufsatz XL ideal zur Behandlung von größeren Muskelgruppen
Igelauufsatz besonders stimulierend
Kegelaufsatz für punktuelle und präzise Anwendungen




Magnetauufsatz

punktuelle und intensivierte Anwendung beispielsweise bei der Behandlung von Triggerpunkten oder tief liegenden Behandlungsarealen

Sensi-Roller

kombiniert die durchblutungsfördernde Igelballmassage mit den Vibrationen des NOVAFON Schallwellengeräts und stimuliert so die Oberflächen- und Tiefensensibilität



Physio-Set


Faszien-Ball Behandlung auch an konkaven Körperflächen
Faszien-Gabel sorgt für punktuellen Druck, zum Beispiel seitlich der Wirbelsäule
Faszien-Keil Ausstreichen größerer Muskelstränge und tief liegendem Faszienewebe

*Alle Aufsätze sind erhältlich in Schwarz, Anthrazitgrau und Weiß.

14

ZUBEHÖR

Für das beste NOVAFON Erlebnis



Mit dem praktischen Verlängerungsgriff lassen sich auch schwer zu erreichende Stellen, wie z.B. der Rücken oder die Füße, besonders gut selbst behandeln. Einfach Verlängerungsgriff auf das NOVAFON Gerät stecken, verriegeln und die Behandlung wie gewohnt durchführen.



Damit Sie lange Freude an Ihren NOVAFON Produkten haben, bieten wir Ihnen die beste Möglichkeit, sie schonend und dennoch hygienisch richtig zu reinigen: NOVACLEANER. Ganz ohne Alkohol, für Medizinprodukte entwickelt, natürlich dermatologisch getestet und besonders hautfreundlich. Einzeln, oder als Set mit unserem weichen Mikrofaser Tuch erhältlich.



Alle Zubehöre sind erhältlich in Schwarz, Anthrazitgrau und Weiß.

15

PRAKTISCHE LADESTATION

Vereinfachtes Laden und professionelle Präsentation



Die Ladestation ergänzt das NOVAFON Gerät perfekt: Ihre herausragenden Eigenschaften sind bequemer Laden durch einen stabilen Stand und eine vereinfachte Ablage des Geräts.



SICHER TRANSPORTIEREN

Geschützte Aufbewahrung und praktische Tastensperre



IMMER MIT DABEI

Dieses platzsparende Case wurde speziell zur Aufbewahrung eines einzelnen NOVAFON Geräts einschließlich Netzteil/Kabel oder Lieblingsaufsätzen konzipiert. Individuelles Zubehör kann darüber hinaus bequem in der im Deckel befindlichen Netztasche verstaut werden.

PRAKTISCHE TASTENSPERRE

Ob bei der Arbeit, auf dem Weg zum Training oder auf Reisen – exklusiv für DAS NOVAFON power 2 entwickelt, können Sie mit der praktischen Tastensperre „Travel Lock“ Ihr Gerät vor einer ungewollten Inbetriebnahme schützen.



BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM NOVAFON für Therapeuten und Privatanwender

Ob in Eigenbehandlung oder therapiebegleitend, NOVAFON wird bei vielen Krankheitsbildern therapieunterstützend eingesetzt. In der Logopädie, Physio- und Ergotherapie stellt die bewährte NOVAFON Technologie ihre Wirksamkeit täglich unter Beweis und viele Therapeuten empfehlen ihren Patienten die Anwendung zu Hause. NOVAFON ist erwiesenermaßen wirksam und einfach anzuwenden.



SCHMERZLINDERUNG

Akuter und chronischer Schmerz

Rückenschmerzen

Kieferverspannungen und -schmerzen (CMD)

Gelenkschmerz (Arthrose-Symptomatiken)

Rheumatische Schmerzen

Sehnenschmerz (Tennis-/Golferellebogen)

Myofasziale Schmerzen

Narbenschmerz
Nervenkompression

REGENERATION

Anregung der Regenerationsprozesse

Lockerung der Muskulatur

Lösen von Verhärtungen

Elastizität und Leistungsfähigkeit erhöhen

Stimulation des Gewebes

Förderung der Durchblutung

Vorbeugung oder Abschwächung von Muskelkater

Verbesserung der Sensibilität

WOHLBEFINDEN

Unterstützung von Atemübungen

Achtsamkeitsübungen (Body Scan, Körperwahrnehmung)

Entspannungsmassage (Gesicht, Nacken, Fußsohlen...)

Stress Release

Facegym

Entspannende Auszeit/
Besser Abschalten



In unserem Anwendungsbuch finden Sie detaillierte Hinweise zur Verwendung bei den verschiedenen Symptomatiken. Zur Verwendung in der Stimm- und Schlucktherapie oder für Anwendungsbeispiele beim Tier finden Sie weiteres Infomaterial auf unserer Webseite www.novafon.com/downloads

Unsere Therapeuten beraten Sie persönlich, damit Sie optimal behandeln

Wir möchten Sie bei der Verwendung des NOVAFON unterstützen und bieten Ihnen hierzu verschiedene Möglichkeiten:



Anwendungsberatung

Die telefonische Anwendungsberatung mit einem unserer Therapeuten ist für Sie kostenlos. Passen Sie Ihre Behandlung mit dem NOVAFON Ihren persönlichen Bedürfnissen an.



Web-Seminare

Unsere Web-Seminare sind ebenfalls kostenlos. Ein Therapeut führt Sie in verschiedene Themen ein und erläutert zum Beispiel die Grundfunktionen und Wirkweise des NOVAFON.



Fortbildungen

Als Therapeut können Sie zusätzlich an Fortbildungen teilnehmen. Diese sind umfangreicher als die Web-Seminare und werden von unseren NOVAFON Therapeuten durchgeführt.



Anwendungsbuch

Sie erhalten zu jedem NOVAFON unser umfangreiches Anwendungsbuch kostenlos in unserem Downloadbereich unter: novafon.de/anwendungsbuecher

Bereits seit 90 Jahren stellt die NOVAFON – Elektromedizinische Geräte GmbH elektromedizinische Geräte her. Die Marke NOVAFON ist Botschafter der Lokalen Vibrationstherapie und steht für Qualität und Innovation. Unsere bewährten Therapiegeräte sind „Made in Germany“. Als Medizinproduktehersteller ist unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und unsere Produkte unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen – für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kunden.



Zertifiziertes Medizinprodukt

NOVAFON ist vom TÜV SÜD als Medizinproduktehersteller zertifiziert. Die Vibrationstherapie ist auf ihre Wirksamkeit untersucht und die Ergebnisse daraus wurden in zahlreichen Studien veröffentlicht.



Made in Germany

Unser Qualitätsversprechen: höchste Ansprüche an Verarbeitung und Material. Langlebige und zuverlässige Funktion. Eine lückenlose Qualitätssicherung.

 Produkte
novafon.de/produkte

Anwendungsbereiche
novafon.de/anwendung

Web-Seminare
novafon.de/web-seminare

Fortbildungen
novafon.de/fortbildungen

NOVAFON –
Elektromedizinische Geräte GmbH
Daimlerstr. 13
71384 Weinstadt

info@novafon.de | +49 7151 133 970
www.novafon.com



[novafon_de](#)
[novafon_medical](#)
[novafon_logo](#)